



31Z-B20-NDE200  
8 050847 745932

31Z-B20-NDE150  
8 050847 745925

31Z-B20-NDE100  
8 050847 745918

31Z-B20-NDE350  
8 050847 745963

31Z-B20-NDE300  
8 050847 745956

31Z-B20-NDE250  
8 050847 745949

31Z-B20-RDE200  
8 050847 745994


31Z-B20-RDE150  
8 050847 745987

31Z-B20-RDE100  
8 050847 745970

31Z-B20-RDE350  
8 050847 746021

31Z-B20-RDE300  
8 050847 746014

31Z-B20-RDE250  
8 050847 746007



31Z-B20-BDE200  
8 050847 745819

31Z-B20-BDE150  
8 050847 745802

31Z-B20-BDE100  
8 050847 745796

31Z-B20-BDE350  
8 050847 745840

31Z-B20-BDE300  
8 050847 745833

31Z-B20-BDE250  
8 050847 745826

31Z-B20-BLK200  
8 050847 745871


31Z-B20-BLK150  
8 050847 745864

31Z-B20-BLK100  
8 050847 745857

31Z-B20-BLK350  
8 050847 745901

31Z-B20-BLK300  
8 050847 745895

31Z-B20-BLK250  
8 050847 745888



SINGLES

ZIPPO

PREZZO SINGOLO UNIT PRICE € 9,90

# 31Z-B20-NDE

SKU: 31Z-B20-NDE150



## DIOTTRIA

+1.50 ▾

Occhiale premontato per presbiopia semplice, Zippo.

### Dimensioni

LENTE - Larghezza(mm) :	53
LENTE - Altezza(mm) :	36
PONTE NASO - Larghezza(mm) :	18
ASTE - Distanza (mm):	136
ASTE - Lunghezza (mm):	137

### Materiale

FRONTALE :	Policarbonato
ASTE :	Policarbonato
LENTI :	Acrilico

### Colore

FRONTALE :	Nero
ASTE :	Esterno Nero , Interno Demi

Accessori : Non inclusi.

**(IT)** Occhiali premontati per presbiopia semplice. Prodotto conforme al Regolamento (UE) 2017/745 e alle norme ISO 16034:2002/Cor 1:2006, EN 14139:2010, D.m. 26/11/2004. Dispositivo Medico di classe I All. VIII Cap. 3 Regola I.

**CARATTERISTICHE** Distanza interpupillare: 62 mm.

**AVVERTENZE** Soltanto per una visione da vicino e per lettura. Non per uso regolare senza l'approvazione di un professionista qualificato. Solo esami regolari per la vista effettuati presso un oculista professionista possono determinare le necessità visive e lo stato di salute degli occhi. Non destinato alla guida o all'azionamento di un veicolo. Non destinato alla visione a distanza. Non destinato alla protezione dell'occhio.



Non idoneo alla guida ed uso su strada.

Al fine di valutare correttamente l'entità e la natura di un difetto visivo è necessario il preventivo esame della vista. In ogni caso la valutazione del difetto visivo non può essere basata sull'autodiagnosi o sulla scelta degli occhiali considerati adatti per approssimazioni successive. Gli occhiali premontati per la presbiopia, costruiti industrialmente con lenti di identico potere diottrico, sono indicati **ESCLUSIVAMENTE** per la correzione della presbiopia "semplice". Gli occhiali premontati sono indicati solo per la visione da vicino. Non devono essere usati per la guida, né per la visione da lontano, né per la protezione degli occhi. L'uso improprio ovvero l'utilizzo di una gradazione sbagliata di lenti può essere causa di vari disturbi della visione, con possibile cefalea. In tal caso è necessario un controllo oculistico. Solo il medico oculista è in grado di valutare lo stato di salute degli occhi e l'entità dei disturbi visivi. Gli occhiali premontati per presbiopia non devono essere utilizzati in caso di presbiopia "complessa". Gli occhiali premontati per presbiopia non migliorano la visione in caso di patologie dell'occhio, quali la cataratta o le degenerazioni maculari. La presbiopia è caratterizzata da un indebolimento fisiologico e progressivo della vista che si manifesta, in genere, dopo i 45 anni con una serie di disturbi quali difficoltà di leggere il giornale o di distinguere bene da vicino gli oggetti

di piccole dimensioni. La presbiopia si considera "semplice" quando per la correzione del difetto visivo, entrambi gli occhi necessitano dello stesso numero di diottrie correttive (la diottria è l'unità di misura della capacità visiva). La presbiopia si considera "complessa" in presenza di astigmatismo o di anisometropia o quando il numero di diottrie in ciascun occhio è diverso. L'astigmatismo è un difetto della vista dovuto a irregolare curvatura della cornea che determina una visione delle immagini sfuocata e deformata. L'anisometropia è caratterizzata da un differente vizio di rifrazione nei due occhi.

**PRODOTTO IN RPC** (Ultima revisione: 15.02.2022)

**DISTRIBUITO DA ZIPPO ITALIA SRL**

via Lagoscuro 5 - 19020 Vezzano Ligure - La Spezia - Italy

Phone: +39 0187 940 941 - [www.zippo.it](http://www.zippo.it)